

INDICE

GINECOLOGIA ARTICOLI	3
ACIDO ACETICO	4
CANNULA ASPIRAZIONE NOVAK 23 cm	4
COLPOSCOPI ALLTION A LED - 9X	4
COLPOSCOPI COLPY LED	5
COLPOSCOPI VIDEO A LED CON TELECAMERA INTEGRATA	5
COLPOSCOPIO ALLTION A LED - 3 ingrandimenti	5
COPRISONDA EASYCOVER VAGINALE-ANALE	5
COPRISONDA ECLIPSE PROBE	6
COPRISONDA VAGINALE RETTALE PIC	6
SPAZZOLINO PER PRELIEVO ENDOCERVICALE ENDOBRUSH	7
SONDA PER PRELIEVO ENDOMETRIALE ENDOGYN	7
FISSATORE PER CITOLOGIA	7
FORBICE BOSCH / SIMS 23 cm	8
ISTEROMETRO CH 12 SENZA CURSORE STERILE	8
ISTEROMETRO MARTIN MALLEABILE 30cm	8
ISTEROMETRO SIMS - 33 cm	9
GEL LUBRIFICANTE IN TUBO 82gr KLY	9
SPAZZOLINO ENDOCERVICALE PAPETTE MONOUSO STERILI	10
PESSARIO UTERINO SILICONE - DIVERSI DIAMETRI	10
PINZA BIOPSIA SCHUBERT - 21 cm	10
PINZA FOERSTER REGGITELI	11
PINZA SCHROEDER 25 cm	11
PINZA SCHUMACHER per biopsia 24 cm	11
RETRATTORE FARABEUF 12 cm set 2 pezzi	12
RETRATTORE LANGENBECK 22 cm	12
RETRATTORE MASING 14 cm	13
RETRATTORE SENN MULLER 16 cm	13
RETRATTORE VOLKMAN a 3 DENTI 22 cm	14
RETRATTORE WEITLANER 20 cm	14
RETRATTORE WEITLANER-LOKTITE 13 cm	14
SET COPERTURA SONDE	15
SET DI 5 RETRATTORI ROUX	15
SET DIVARICATORI DI SIMS	16

SPATOLA DI AYRE NON STERILE	16
SPATOLA DI AYRE STERILE	16
SPECULUM VAGINALE MONOUSO A PALETTA CENTRALE	17
STICK COTTON BH	17
VETRINI MENZEL PORTAOGGETTO CON DOPPIA BANDA SMERIGLIATA	18

GINECOLOGIA ARTICOLI



ACIDO ACETICO

SKU: ACE5100; ACE3100;

Acido Acetico in flaconi di plastica, con sottotappo, contenenti 100 ml di acido acetico soluzione al 5% o al 3%, per l'effettuazione del "Test all'acido acetico", in corso di esame colposcopico.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 20 flaconi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

CANNULA ASPIRAZIONE NOVAK 23 CM

SKU: 26807

Cannule Novak.

MISURA: 23 cm - Ø 4 mm

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

COLPOSCOPI ALLTION A LED - 9X

SKU: 29612

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





COLPOSCOPI COLPY LED

SKU: 29600

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



COLPOSCOPI VIDEO A LED CON TELECAMERA INTEGRATA

SKU: 29624

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



COLPOSCOPIO ALLTION A LED - 3 INGRANDIMENTI

SKU: 29613

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

COPRISONDA EASYCOVER VAGINALE-ANALE

SKU: 13114

Coprisonde in lattice per ecografia vaginale e anale.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 144 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



COPRISONDA ECLIPSE PROBE

SKU: 12974

Utilizzo: Una copertura della sonda monouso morbida, priva di lattice per sonde / trasduttori per ultrasuoni medici, pre-gelificata all'interno con il gel per trasmissione ad ultrasuoni Aquasonic 100. Adatto per la maggior parte delle sonde ecografiche endocavitare.

MISURA: 60 mm / 44 mm x 241 mm

QUANTITA' MINIMA: 100 pezzi per confezione

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



COPRISONDA VAGINALE RETTALE PIC

SKU: 44846

Coprisonde vaginale-rettale, in lattice di gomma naturale per trasduttore ecografico vaginale-rettale, concepite per trattenere il gel utilizzato per l'ecografia e creare una barriera profilattica.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 144 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SPAZZOLINO PER PRELIEVO ENDOCERVICALE ENDOBRUSH



SKU: EBR1N25; EBR1S01;

Endobrush viene utilizzato per il prelievo di cellule esocervicali ed endocervicali, anche in presenza di canale cervicale stenotico.

QUANTITA' MINIMA:

- Endobrush non sterili in scatole contenenti 40 buste minigrip da 25 pezzi
- Endobrush sterili in confezioni da 125 pezzi in blister singolo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SONDA PER PRELIEVO ENDOMETRIALE ENDOGYN

SKU: END1S01

Endogyn è una curetta con bracci a V per aspirare tessuto endometriale, costituito da una guaina della lunghezza di 200 mm e del diametro di 3,3 mm. Al suo interno scorre uno stelo della lunghezza di 264 mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 25 pezzi in busta singola sterile.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

FISSATORE PER CITOLOGIA

SKU: 29778

Indicato per fissare il materiale cellulare strisciato sul vetrino



porta-oggetto.

QUANTITA' MINIMA: 1 flacone da 250 cc.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



FORBICE BOSCH / SIMS 23 CM

SKU: 26803

Forbici Bosch Sims

MISURA: 23 cm

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

ISTEROMETRO CH 12 SENZA CURSORE STERILE

SKU: 29926

Isterimetri monouso, sterili, flessibili.

Isterometro CH 12 - 30 cm $\varnothing = 4,3$ mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ISTEROMETRO MARTIN MALLEABILE 30CM

SKU: 26816

Isterometri Sims - malleabili - argentati

MISURA: 33 cm

Strumentario per ginecologia

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ISTEROMETRO SIMS - 33 CM

SKU: 26804

Isterometri Sims - malleabili - argentati

MISURA: 33 cm

Strumentario per ginecologia

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



GEL LUBRIFICANTE IN TUBO 82GR KLY

SKU: 29959

GEL LUBRIFICANTE KLY.

CAPACITA': 82gr

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SPAZZOLINO ENDOCERVICALE PAPETTE MONOUSO STERILI



SKU: 29737

Spazzolino e dispositivo di prelievo.

MATERIALE: plastica

LUNGHEZZA BASTONCINO: 19,5 cm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

PESSARIO UTERINO SILICONE - DIVERSI DIAMETRI

SKU: 29893; 29894; 29895; 29896; 29897; 29898; 29899;

Pessario in silicone per prolasso uterino.

Diametri: 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

PINZA BIOPSIA SCHUBERT - 21 CM

SKU: 26808

Pinze biopsia Schuber

MISURA: 21 cm



Strumentario per ginecologia

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



PINZA FOERSTER REGGITELI

SKU: 26800; 26801;

Pinze Foerster reggiteli in acciaio inox

MISURE: 20 cm; 25 cm

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



PINZA SCHROEDER 25 CM

SKU: 26802

Pinze Schroeder (Pozzi - Palmer) in acciaio inox

MISURA: 25 cm

Strumentario per ginecologia

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



PINZA SCHUMACHER PER BIOPSIA 24 CM

SKU: 26806

Pinze Schroeder (Pozzi - Palmer) in acciaio inox

MISURA: 25 cm

Strumentario per ginecologia

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



RETRATTORE FARABEUF 12 CM SET 2 PEZZI

SKU: 26867

Retrattori in acciaio inox Farabeuf - set di 2 pezzi.

MISURA: 12 cm

LARGHEZZE: 30 x 10 mm - 30 x 13 mm, 26 x 10 mm - 34 x 13 mm

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



RETRATTORE LANGENBECK 22 CM

SKU: 26861

Retrattore Langenbeck in acciaio inox.

MISURA: 22 cm

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



RETRATTORE MASING 14 CM

SKU: 26860

Retrattori Masing in acciaio inox.

MISURA: 14 cm

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



RETRATTORE SENN MULLER 16 CM

SKU: 26989

Retrattori Senn-Muller in acciaio inox.

MISURA: 16 cm

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



RETRATTORE VOLKMAN A 3 DENTI 22 CM

SKU: 26862; 26863

Retratore in acciaio inox Volkman. M

MISURE: 22 cm.

TIPOLOGIA RETRATTORE PER QUESTO MODELLO: a 3 denti acuti o 3 denti smussi.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



RETRATTORE WEITLANER 20 CM

SKU: 26865; 26866

Retrattori Weitlaner 3x4 denti.

MISURE: 20 cm.

TIPOLOGIA RETRATTORE PER QUESTO MODELLO: punte acute o punte smusse.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



RETRATTORE WEITLANER-LOKTITE 13 CM

SKU: 26858; 26859

Retrattori Weitlaner-Loktite 3x4 denti.

MISURE: 13 cm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SET COPERTURA SONDE

SKU: ICE5900; ICE5910; ICE5920; ICE5930

Componenti:

- (1) Copertura della sonda
- (1) confezione di gel ad ultrasuoni
- (2) elastichi Dimensioni: 10 x 122 cm; 15 x 61 cm; 15 x 122 cm; 15 x 244 cm

MISURE E QUANTITA' MINIME: 1 confezione = 20 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SET DI 5 RETRATTORI ROUX

SKU: 26877

Set di 5 retrattori Roux in acciaio inox

MISURA:

- 20 x 22 mm / 25 x 29 mm - 15 cm
- 25 x 26 mm / 30 x 38 mm - 16 cm
- 28 x 29 mm / 33 x 44 mm - 17 cm
- 28 x 24 mm / 43 x 24 mm - 17 cm

- 28 x 28 mm / 46 x 28 mm - 19 cm

QUANTITA' MINIMA: 1 set = 5 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

SET DIVARICATORI DI SIMS

SKU: 26884

Set retroattori Sims.

MISURA: 60x25mm 70x30mm; 70x30mm 70x35mm; 85x35mm 90x40mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SPATOLA DI AYRE NON STERILE

SKU: 0136/NS

Spatole di legno non sterili di Ayre

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





SPATOLA DI AYRE STERILE

SKU: 0136

Le spatole di legno sterile di Ayre

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 500 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SPECULUM VAGINALE MONOUSO A PALETTA CENTRALE

SKU: LRG30ST; MED26ST, SML20ST;

Speculum vaginali monouso con regolazione graduale a paletta centrale: permette la regolazione dell'apertura vaginale attraverso il posizionamento delle valve ed il bloccaggio della paletta centrale.

MISURE:

GRANDE-verde

MEDIO-rosso

PICCOLO-bianco

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 200 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

STICK COTTON BH


SKU: STK1 N50

Stick Cotton BH è indicato per detergere, asciugare, applicare soluzioni su tessuti e mucose, rimuovere muco cervicale, tamponare perdite ematiche in corso di piccoli interventi

ambulatoriali; disinfettare cervice, vagina, vulva.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 500 pezzi.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



VETRINI MENZEL PORTAOGGETTO CON DOPPIA BANDA SMERIGLIATA

SKU: 217460; 217440;

Vetrini portaoggetti prodotti con vetro extra bianco. Forma rettangolare, dimensioni standard di 26x76mm e spessore di 1mm. Provvisti di doppia banda smerigliata, consistente in una superficie porosa di circa 20mm che permette una facile scrittura.

MODELLI VETRINI PORTAOGGETTO: bordo tagliato, bordo molato, angolo 45°.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

