

INDICE

STERILIZZAZIONE	3
AUTOCLAVE E10 EURONDA PRO SYSTEM	4
AUTOCLAVE E8 EURONDA PRO SYSTEM	4
AUTOCLAVE E9 NEXT EURONDA PRO SYSTEM	5
AUTOCLAVE EXL EURONDA PRO SYSTEM	5
BUSTE AUTOSALDANTI PIATTE	6
BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE - Eurosteril® Euronda Pro System	7
CONTAINER 1 FILTRO MEDIO FONDO NON PERFORATO	7
CONTAINER 1 FILTRO PICCOLO FONDO NON PERFORATO	7
CONTAINER 2 FILTRI GRANDE FONDO NON PERFORATO	8
CONTAINER 2 FILTRI MEDIO FONDO PERFORATO	8
CONTAINER CON VALVOLA GRANDE FONDO NON PERFORATO	9
CONTAINER CON VALVOLA GRANDE FONDO PERFORATO	9
CONTAINER CON VALVOLA PICCOLO FONDO NON PERFORATO COLORE GRIGIO	10
CONTAINER CON VALVOLA PICCOLO FONDO PERFORATO COLORE BLU	10
CONTAINER FONDO NON PERFORATO -BARRIER SYSTEM CON VALVOLA - MEDIO 465X280mm - COLORE ROSSO	10
CONTAINER FONDO PERFORATO - 4 FILTRI - GRANDE 580X280mm COLORE BLU	11
CONTAINER FONDO PERFORATO BARRIER SYSTEM CON VALVOLA - MEDIO 465X280mm - COLORE BLU	11
CONTAINER GRANDE 580X280mm BARRIER SYSTEM CON VALVOLA - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO	12
CONTAINER GRANDE 580X280mm CON FILTRO - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO - 2 FILTRI	12
CONTAINER MEDIO 465X280mm CON FILTRO - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO - 1 FILTRO	13
CONTAINER PICCOLO 285X280mm - FONDO PERFORATO - COLORE BLU - 2 FILTRI	13
CONTAINER ROSSO BARRIER SYSTEM CON VALVOLA - PICCOLO 285X280mm - FONDO NON PERFORATO	13

CONTAINER SYSTEM BARRIER CON VALVOLA - MEDIO 465X280mm - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO	14
CONTENITORE CON FILTRO - PICCOLO 285X280mm - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO - 1 FILTRO	14
ETICHETTA PER CONTAINER PER AESCULAP 5,7+1x3,8cm	15
ETICHETTATRICI PER TRACCIABILITA' A 3 LINEE	15
HELIX TEST	16
HUMIPAK: Buste per il mantenimento degli strumenti in stato umido	16
VASCA ULTRASUONI EUROSONIC® 4D EURONDA PRO SYSTEM	16
NASTRO VIRANTE INDICATORE VAPORE	17
ROTOLO PER STERILIZZAZIONE A SOFFIETTO - Eurosteril® Euronda Pro System	17
ROTOLO PER STERILIZZAZIONE PIATTO - Eurosteril® Euronda Pro System	18
ROTOLO STERILIZZAZIONE A SOFFIETTO	18
ROTOLO STERILIZZAZIONE PIATTO	19
SIGILLO PER CONTAINER PER AESCULAP O UNIVERSALI (BLU)	19
STERISCAN	19
TERMODISINFETTORE EUROSAFE 60 EURONDA PRO SYSTEM	20
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® 2001 PLUS EURONDA PRO SYSTEM	20
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® EURONDA PRO SYSTEM	21
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL INFINITY®	21
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® Valida EURONDA PRO SYSTEM	22
TERMOSIGILLATRICE ROTATIVA EUROMATIC®	22
TEST DI BOWIE DICK - CONTROLLO CICLO	23
VASCA ULTRASUONI EUROSONIC ® 3D EURONDA PRO SYSTEM	24
VASCA ULTRASUONI EUROSONIC ® MIRCO EURONDA PRO SYSTEM	24

STERILIZZAZIONE

AUTOCLAVE E10 EURONDA PRO SYSTEM

SKU: E10 24L; E10 18L

Il top della sterilizzazione Euronda, a misura d'uomo.

Classificazione: DM Classe IIb Autoclavi di Classe B, completamente conformi alla normativa EN 13060. Sterilizzatrice con camera in acciaio inox stampata e certificata PED 2014/68/CE.

Capacità camera: 18-24 L

Peso: 47.5 Kg (18 L) - 50.5 Kg (24 L) (macchina vuota con cestello e vassoi)

Dimensioni (lxhxp): 460 x 455 x 610 mm

Potenza assorbita: 2350 W 10.2 A - 2450 W 10.7 A

Consumo d'acqua: 300 ml

[N.B. Questa autoclave rientra nella Legge di Bilancio 2022: Credito d'imposta](#)

[beni industria 4.0](#) → 

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AUTOCLAVE E8 EURONDA PRO SYSTEM

SKU: E8

Autoclavi E8 Euronda Pro System di Classe B, completamente conformi alla normativa EN 13060. Sterilizzatrici con camera in acciaio inox stampata e certificate PED 2014/68/CE. Dispositivo Medico Classe IIb.

Capacità camera: 24 L

Peso: 48 Kg (24 L) (macchina vuota con cestello e vassoi)

Dimensioni (lxhxp): 460 x 455 x 610 mm

Potenza assorbita: 2300 W 10 A



Consumo d'acqua: 300 ml

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

AUTOCLAVE E9 NEXT EURONDA PRO SYSTEM

SKU: E9NEXT

Autoclavi modulabili, espandibili e intelligenti.

Classificazione: DM Classe IIb Autoclavi di Classe B, completamente conformi alla normativa EN 13060. Sterilizzatrici con camera in acciaio inox stampata e certificate PED 2014/68/CE.

Capacità camera: 18-24 L

Peso: 45.5 Kg (18 L) - 48 Kg (24 L) (macchina vuota con cestello e vassoi)

Dimensioni (lxhxp): 460 x 455 x 610 mm

Potenza assorbita: 2350 W 10.2 A - 2450 W 10.7 A

Consumo d'acqua: 300 ml

N.B. Questa autoclave rientra nella Legge di Bilancio 2022: Credito d'imposta

beni industria 4.0 →



[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AUTOCLAVE EXL EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EXL

Autoclavi Extra Large. Grandi prestazioni, piccoli consumi.

Classificazione: DM Classe IIb. Autoclave di Classe B, completamente conforme alla normativa EN 13060. Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 2014/68/EC.

Capacità camera: 29 L

Peso: 62 Kg (macchina vuota con cestello e vassoi)

Dimensioni (lxhxp): 460 x 455 x 855 mm

Potenza assorbita: 3200 W 14 A

Consumo d'acqua: 800 ml

Connettività: Ethernet e SD Card

N.B. Questa autoclave rientra nella Legge di Bilancio 2022: Credito d'imposta beni industria 4.0 → 

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

BUSTE AUTOSALDANTI PIATTE

SKU: EA9025; EA1425; EA1933; EA1940; EA3050

Composti da carta Kraft medica e film plastico medico con doppia piega per sterilizzazione in autoclave

MISURE: 90mm X 250mm; 140mm X 260mm; 190mm X 330mm; 190 X 400mm; 300 X 500mm;

QUANTITA' MINIMA: 200 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE - EUROSTERIL® EURONDA PRO SYSTEM

SKU: 20210709; 20210714; 20210719;

Busta autosaldante per autoclave

Classificazione: Dispositivo Medico Classe I

Confezionamento:

- 9 cm x 25 cm
- 14 cm x 26 cm
- 19 cm x 33 cm

Confezione da 200 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER 1 FILTRO MEDIO FONDO NON PERFORATO

SKU: 37060; 37062

Recipienti ermetici containers con un filtro e fondo non perforato.

MISURE: 465x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, 150mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER 1 FILTRO PICCOLO FONDO NON PERFORATO

SKU: 37010; 37012

Recipienti ermetici containers con un filtro e fondo non perforato.

MISURE: 285x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, 150mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER 2 FILTRI GRANDE FONDO NON PERFORATO

SKU: 37110; 37112

Recipienti ermetici containers con due filtri e fondo non perforato.

MISURE: 580x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, 150mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

CONTAINER 2 FILTRI MEDIO FONDO PERFORATO

SKU: 37080; 37081; 37082; 37083;



Recipienti ermetici containers con due filtri e fondo perforato.

MISURE: 465x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, 135mm, 150mm, 200mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER CON VALVOLA GRANDE FONDO NON PERFORATO

SKU: 37260; 37262;

Recipienti ermetici containers Barrier System con valvola e fondo non perforato.

MISURE: 580x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, altezza 150 mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER CON VALVOLA GRANDE FONDO PERFORATO

SKU: 37280; 37281; 37282; 37283;

Recipienti ermetici containers Barrier System con valvola e fondo perforato.

MISURE: 580x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, altezza 135 mm, altezza 150 mm, altezza 200 mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER CON VALVOLA PICCOLO FONDO NON PERFORATO COLORE GRIGIO

SKU: 37150; 37151; 37153; 37154

Recipienti ermetici containers Barrier System con valvola e fondo non perforato.

MISURE: 285x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, altezza 135 mm, altezza 150 mm, altezza 200 mm, altezza 260 mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER CON VALVOLA PICCOLO FONDO PERFORATO COLORE BLU

SKU: 37180; 37181; 37182; 37183;

Recipienti ermetici containers Barrier System con valvola e fondo perforato.

MISURE: 285x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, altezza 135 mm, altezza 150 mm, altezza 200 mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER FONDO NON PERFORATO - BARRIER SYSTEM CON VALVOLA - MEDIO 465X280MM - COLORE ROSSO

SKU: 37210; 37212;

Container Barrier System con valvola e fondo non perforato.

MISURE: 465X280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, altezza 150 mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER FONDO PERFORATO - 4 FILTRI - GRANDE 580X280MM COLORE BLU

SKU: 37130; 37131; 37132; 37133;

Recipienti ermetici con 4 filtri e fondo perforato.

MISURE: 580x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, 135mm, 150mm, 200mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

CONTAINER FONDO PERFORATO BARRIER SYSTEM CON VALVOLA - MEDIO 465X280MM - COLORE BLU

SKU: 37240; 37241; 37242; 37243;

Recipienti ermetici con valvola e fondo perforato.

MISURE: 465x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, altezza 135 mm, altezza 150 mm, altezza 200 mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER GRANDE 580X280MM BARRIER SYSTEM CON VALVOLA - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO

SKU: 37250; 37251; 37252; ; 37253; 37254;

Recipienti ermetici con valvola e fondo non perforato.

MISURE: 580x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, altezza 135 mm, altezza 150 mm, altezza 200 mm, 260mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER GRANDE 580X280MM CON FILTRO - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO - 2 FILTRI

SKU: 37100; 37101; 37102; 37103; 37104;

Recipienti ermetici con due filtri e fondo non perforato.

MISURE: 580x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, 135mm, 150mm, 200mm, 260mm.



QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER MEDIO 465X280MM CON FILTRO - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO - 1 FILTRO

SKU: 37050; 37051; 37052; 37053;

Recipienti ermetici con un filtro e fondo non perforato.

MISURE: 465x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, 135mm, 150mm, 200mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER PICCOLO 285X280MM - FONDO PERFORATO - COLORE BLU - 2 FILTRI

SKU: 37030; 37031; 37032; 37033;

Recipienti ermetici con due filtri e fondo perforato.

MISURE: 285x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, 135mm, 150mm, 200mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER ROSSO BARRIER SYSTEM CON VALVOLA - PICCOLO 285X280MM - FONDO NON PERFORATO

SKU: 37160; 37162;

Recipienti ermetici con valvola e fondo non perforato.

MISURE: 285x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, altezza 150 mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTAINER SYSTEM BARRIER CON VALVOLA - MEDIO 465X280MM - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO

SKU: 37200; 37201; 37202; 37303;

Recipienti ermetici con valvola e fondo non perforato.

MISURE: 465X280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, altezza 135 mm, altezza 150 mm, altezza 200 mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CONTENITORE CON FILTRO - PICCOLO 285X280MM - FONDO NON PERFORATO - COLORE GRIGIO - 1 FILTRO

SKU: 37000; 37001; 37002; 37003; 37004;

Recipienti ermetici con un filtro e fondo non perforato.

MISURE: 285x280mm

ALTEZZA: Variano e sono da 100mm, 135mm, 150mm, 200mm, 260mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ETICHETTA PER CONTAINER PER AESCULAP 5,7+1X3,8CM

SKU: 550A

Le etichette sono indicatrici di tipo 1 secondo la norma EN ISO 11140-1.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 500 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

ETICHETTATRICI PER TRACCIABILITA' A 3 LINEE

SKU: PR MET AN3; PR MET AN1+2; PR MET N3


Possibilità di scelta fra queste tipologie:

Etichettatrice alfanumerica a 3 linee

Etichettatrice 1 linea alfanumerica + 2 linee numeriche

Etichettatrice numerica a 3 linee

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



HELIX TEST

SKU: 1239SNK

Test per il controllo della penetrazione del vapore nei corpi cavi

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 250 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



HUMIPAK: BUSTE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STRUMENTI IN STATO UMIDO

SKU: HPSS2035; HPSS4243; HPSS4267; HPSS5667; HPSS6577

Buste per il mantenimento degli strumenti chirurgici in uno stato umido post-operatorio per facilitare la fase di lavaggio e disinfezione
Quantità minima: 1 confezione = 1000 pz

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





VASCA ULTRASUONI EUROSONIC® 4D EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EUROSONIC

Lavaggio ad ultrasuoni con Eurosonic® D4.

Capacità vasca: 3.8 L

Dimensioni (lxhxp): 335 x 260 x 205 mm

Peso: 5 Kg (con cestello e coperchio)

Potenza: 240 W / 300 W

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



NASTRO VIRANTE INDICATORE VAPORE

SKU: 35846

DIMENSIONI: 19mmX50mt

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ROTOLO PER STERILIZZAZIONE A SOFFIETTO - EUROSTERIL® EURONDA PRO SYSTEM

SKU: 20410355; 20450036; 20410359;

Classificazione: Dispositivo Medico Classe I

**Confezionamento del rotolo soffiato per sterilizzazione ha
diverse misure:**

20 cm x 5 x 100 m

25 cm x 5 x 100 m

25 cm x 6,5 x 100 m

Quantità minima: 1 rotolo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

ROTOLO PER STERILIZZAZIONE PIATTO - EUROSTERIL® EURONDA PRO SYSTEM

SKU: 20410591; 20410352; 20410353; 20410354; 20410357;
20410358; 20410590;

Classificazione: Dispositivo Medico Classe I

Confezionamento Il rotolo piatto per sterilizzazione ha diverse misure:

5 cm x 200 m ; 7.5 cm x 200 m ; 10 cm x 200 m ; 15 cm x 200 m ; 20
cm x 200 m ; 25 cm x 200 m ; 30 cm x 200 m ; 40 cm x 200 m

Quantità minima: 1 rotolo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

ROTOLO STERILIZZAZIONE A SOFFIETTO

SKU: N / A

**Composto da carta Kraft medica e film plastico medica con
doppia piega per sterilizzazione in autoclavi.**

MISURE: 100 mm x 100 mt; 200 mm x 100 mt; 300 mm x 100
mt;

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ROTOLO STERILIZZAZIONE PIATTO

SKU: N / A



Composti da carta Kraft medicale e film plastico medicale colorato per sterilizzazione in autoclavi.

MISURE: 50 mm x 200 mt; 75 mm x 200 mt; 100 mm x 200 mt; 150 mm x 200 mt; 200 mm x 200 mt; 250 mm x 200 mt; 300 mm x 200 mt

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)




SIGILLO PER CONTAINER PER AESCULAP O UNIVERSALI (BLU)

SKU: 559P

Sigilli in materiale plastico per garantire la chiusura del container fino al momento dell'utilizzo.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 1000 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



STERISCAN

SKU: 1239SNK-1

Integratori a migrazione conformi alla norma EN ISO 11140-1 tipo 5. Risultato sovrapponibile al risultato di un indicatore biologico. Indicatore a scorrimento. Due finestre di lettura. Da utilizzare in sterilizzatrici a vapore a 121 °C o 134 °C.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 8 buste di alluminio da 250 pz. (2000 integratori)

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



TERMODISINFETTORE EUROSAFTE 60 EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EUROSAFTE60

Termodinfezione Eurosafte 60 pulisce, disinfetta e asciuga in tutta sicurezza

Classificazione: Dispositivo Medico Classe IIb

Dimensioni (lxhxp): 560 x 825 x 577 mm


Peso: 62 Kg

Potenza totale: 2750 W 230 V

Potenza pompa: 150 W

Temperatura di utilizzo: +5°C / +40°C CE Type

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® 2001 PLUS EURONDA PRO SYSTEM

SKU: E2001

Termosaldatrici elettroniche a ciclo continuo e temperatura costante: Euroseal® 2001 Plus

Banda di Sigillatura: 12 mm

Larghezza zona sigillatura: 310 mm

Dimensioni (lxhxp): 473 x 220 x 235 mm

Peso: 7.6 Kg

Tensione di alimentazione: 230 V 50/60 Hz

Potenza assorbita: 100 W

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EUROSEAL

Termosaldatrice Euroseal:

Banda di Sigillatura: 12 mm

Larghezza zona sigillatura: 310 mm

Dimensioni standard (lxhxp): 440 x 390 x 315 mm **Dimensioni con portarotoli a muro:** 440 x 300 x 200 mm **Dimensioni con doppio portarotoli:** 440 x 390 x 420 mm

Peso: 7.1 Kg

Tensione di alimentazione: 200 - 240 V 50/60 Hz

Potenza assorbita: 100 W

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL INFINITY®

SKU: INFINITY

Termosaldatrice Infinity:

Banda di Sigillatura: 12 mm



Larghezza zona sigillatura: 310 mm

Dimensioni standard (lxhxp): 430 x 215 x 432 mm

Peso: 7.1 Kg

Tensione di alimentazione: 200 - 240 V **50/60 Hz**

Potenza assorbita: 100 W



[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® VALIDA EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EUROSEALVALIDA

La termosaldatrice a barra che valida il processo. Euroseal Valida:

Banda di Sigillatura: 12 mm

Larghezza zona sigillatura: 310 mm

Dimensioni standard (lxhxp): 500 x 490 x 315 mm **Dimensioni con portarotoli a muro:** 500 x 310 x 210 mm **Dimensioni con doppio portarotoli:** 500 x 490 x 420 mm

Peso: 8.3 Kg

Tensione di alimentazione: 200 - 240 V **50/60 Hz**

Potenza assorbita: 100 W



[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

TERMOSIGILLATRICE ROTATIVA EUROMATIC®

SKU: EUROMATIC

Termosaldatrice Euromatic:

Banda di Sigillatura: 12,5 mm

Dimensioni standard (lxhxp): 510 x 215 x 242 mm

Peso: 14 kg

Tensione di alimentazione: 200 - 240 V **50/60 Hz**

Potenza assorbita: 600 W

Connettività:

Ethernet, SD Card e USB

N.B. Questa termosigillatrice rientra nella Legge di Bilancio 2022: Credito

d'imposta beni industria 4.0 →



[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

TEST DI BOWIE DICK - CONTROLLO CICLO

SKU: BD113+/ITL

Test di Bowie Dick conforme alle norme EN ISO 11140-1 tipo 2 ed EN ISO11140-4. Equivalente al pacco test indicato nella EN 285.

Foglio plastificato con inchiostro senza piombo, viraggio da blu a nero. Ogni pacco è contenuto in una pratica scatoletta da inserire

direttamente in autoclave.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 20 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





VASCA ULTRASUONI EUROSONIC ® 3D EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EUROSONIC3D

La scelta più equilibrata per il lavaggio ad ultrasuoni:

Capacità vasca: 2.7 L

Dimensioni (lxhxp): 270 x 240 x 195 mm

Peso: 3.7 Kg (con cestello e coperchio)

Potenza: 280 W

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



VASCA ULTRASUONI EUROSONIC ® MIRCO EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EUROSONICMICRO

Piccole dimensioni, per grandi prestazioni.

Capacità vasca: 0,5 L

Dimensioni (lxhxp): 235 x 130 x 170 mm

Peso: 1.1 Kg (con coperchio)

Potenza: 40W

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)