

CODICI MK402; MK403; MK404; MK405; MK407

Curette dermatologiche monouso sterili di diversi diametri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Curette per dermatologia dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti molli o deboli e manico ergonomico in plastica. Misura marchiata su ogni currette per un'agevole identificazione. Non necessitano di affilatura e di sterilizzazione. Ampia scelta di dimensioni.

Utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche: carcinoma di una cellula basale, verruche, ed asportazioni di ogni altra neoplasia benigna della pelle in dermatologia, chirurgia, podiatria, veterinaria. Prodotto monouso sterile.

MISURE

- diametro 2 mm
- diametro 3 mm
- diametro 4 mm
- diametro 5 mm
- diametro 7 mm

QUANTITA' MINIMA

- 1 confezione = 20 pezzi

CATEGORIA

- Monouso

SOTTOCATEGORIA

- Curette

