

E9 Next

L'evoluzione della sterilizzazione di Classe B



Classificazione:

Dispositivo Medico Classe IIb Autoclave di Classe B, completamente conforme alla normativa EN 13060. Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 2014/68/CE.



Capacità camera:

18-24 L



Peso:

45.5 Kg (18 L) - 48 Kg (24 L)
(macchina vuota con cestello e vassoi)



Dimensioni (lxhxp):

460 x 455 x 610 mm



Potenza assorbita:

2350 W 10.2 A
2450 W 10.7 A



Consumo d'acqua:

300 ml



Versatilità

Autoclave di Classe B che, attraverso una password, può rendere disponibili anche i cicli personalizzati di tipo N e S.



Connettività

La SD Card integrata e il collegamento Ethernet o WiFi (opzionale) rendono sempre disponibili i dati dei cicli di sterilizzazione.



Ispezionabilità

Sistema di apertura e di accesso al vano serbatoi rapido e intuitivo per consentire una pulizia facile e frequente.



Tracciabilità

3 Print Set disponibili e facili da integrare anche dopo l'acquisto.



Design

Design evoluto, pulito ed essenziale, tipicamente Made in Italy.



User-friendly

Innovativo display touch screen con icone chiare e intuitive.

Print Set opzionali

Print Set 1: stampante termica interna

Print Set 2: stampante interna per etichette adesive

Print Set 3: stampante esterna per etichette adesive in grandi quantità

