

INDICE

APPARECCHIATURE MEDICHE	3
ASPIRATORE ASPEED PROFESSIONAL pompa singola	4
ASPIRATORE CLINIC PLUS 2 VASI	4
ASPIRATORE HOSPI PLUS 2 VASI	4
ASPIRATORE MAXI ASPEED 60 LITRI - 2 VASI	4
ASPIRATORE MAXI ASPEED 90 litri	5
ASPIRATORE SUPER VEGA	5
DATA LOGGER XS MINI T	6
DIATERMO MB AD ALTA POTENZA - MONO-BIPOLARE - 300/400Watt	6
DIATERMO MB FLASH - MONO-BIPOLARE	7
DIATERMO MB - mono-bipolare	7
DIATERMO MB200D - MONO-BIPOLARE - 200Watt	7
DIATERMO MONOPOLARE	7
GRADINO DI KALTEMBACH	8
LAME CON ATTACCO UNIVERSALE PER RASOIO CHIRURGICO	8
LAME GINECOLOGICHE PER RASOIO CHIRURGICO	9
LAME NEUROLOGICHE (CAPELLI) PER RASOIO CHIRURGICO	9
LAMPADA ACEMSO15F A LED FOCALIZZABILE PER DIAGNOSTICA E PICCOLA CHIRURGIA - ACEM	9
LAMPADA LED PER CHIRURGIA STARLED3 NX ACEM	10
LAMPADA SCIALITICA STARLED5 NX A LED PER SALA OPERATORIA ACEM	10
MANIPOLO ELETTROBISTURI CON PULSANTI, CAVO 3M	11
MED-SOFT CARTUCCE PER ASPIRAZIONE	11
MED-SOFT CONTENITORI ESTERNI (Canister) RIUTILIZZABILI	12
MED-SOFT Tubo Tandem	12
MONITOR MULTIPARAMETRI	12
LAMPADA MEDICALE ACEMST1 ACEM - NUOVO MODELLO	13
OTTOTIPO LUMINOSO DECIMALE MISTO - 3 metri	13
OTTOTIPO LUMINOSO MONOYER - 3 metri	14
OTTOTIPO NON LUMINOSO DECIMALE MISTO - 3 metri	14
OTTOTIPO NON LUMINOSO MONOYER - 3 metri	15
PARAVENTO A TRE ANTE SU PIEDINI	15

PIASTRA PREGELLATA ADULTO BIPOLARE EUROPLATE	15
PIASTRA PREGELLATA ADULTO UNIPOLARE EUROPLATE	16
PULSOXIMETRO OXY-4	16
RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO CON CARICA BATTERIE	17
SACCA MONOUSO 3 LITRI CON COPERCHIO	17
SACCA NORMALE PER RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI - SERRES - DA 2 LITRI	17
SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ERKA KOBOLD NERO	18
SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ERKA PERFECT	18
SPUGNETTA ABRASIVA	18
TERMOMETRO A INFRAROSSI	19
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® Valida EURONDA PRO SYSTEM	19
TUBO ASPIRAZIONE ORNEX LUNGHEZZA 3mt STERILE	20

APPARECCHIATURE MEDICHE



ASPIRATORE ASPEED PROFESSIONAL POMPA SINGOLA

SKU: 28244

ASPIRATORI ASPEED PROFESSIONAL

FLUSSO: 15 l/min

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ASPIRATORE CLINIC PLUS 2 VASI

SKU: 28198; 28194;

FLUSSO: 60 l/minuto

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ASPIRATORE HOSPI PLUS 2 VASI

SKU: 28200; 28203;

FLUSSO: 90 l/minuto

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ASPIRATORE MAXI ASPEED 60 LITRI - 2 VASI

SKU: 28285;

ASPIRATORE CHIRURGICO MAXI ASPEED 60 l - 2 x 2 l - 230 V

FLUSSO: 60 l/minuto

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ASPIRATORE MAXI ASPEED 90 LITRI

SKU: 28289; 28291; 28292;

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ASPIRATORE SUPER VEGA

SKU: 28211

ASPIRATORE SUPER VEGA 1 l

FLUSSO: 40 l/minuto

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



DATA LOGGER XS MINI T

SKU: 70100003

Data Logger XS Mini T è un misuratore e registratore di Temperatura.

TEMPERATURA CON GRADO DI PROTEZIONE: IP65 a 1 canale con sensore interno

DISPLAY: multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate.

Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start.

CAMPO DI LAVORO: da -40 ...+80 °C.

CAPACITA' DI MEMORIZZARE: 48.000 misure (Intervallo 5 sec...24 ore).

BATTERIA: Interna (autonomia 2 anni) sostituibile.

PULSANTI: Partenza con pulsante START con opzione di partenza ritardata. Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione.

USB per collegamento a PC.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

DIATERMO MB AD ALTA POTENZA - MONO-BIPOLEARE - 300/400WATT

SKU: 30634; 30635;

Elettrobisturi ad alta frequenza utilizzabile per effettuare contemporaneamente chirurgia monopolare e bipolare.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



DIATERMO MB FLASH - MONO-BIPOLARE

SKU: 30631; 30633:



MB FLASH è un elettrobisturi ad alta frequenza adatto ad interventi di microchirurgia e chirurgia di precisione monopolare e bipolare, senza alterazioni tissutali.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

DIATERMO MB - MONO-BIPOLARE

SKU: 30627; 30628; 30629



Diatermo MB-D è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto ad interventi di piccola e media chirurgia.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

DIATERMO MB200D - MONO-BIPOLARE - 200WATT

SKU: 30630

DIATERMO MB200D - mono-bipolare - 200 Watt

QUANTITA' MINIMA: 1 paio

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



DIATERMO MONOPOLARE

SKU: 30625; 30626;

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto per piccola chirurgia monopolare.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



GRADINO DI KALTEMBACH

SKU: 260376

I GRADINI DI KALTEMBACH vengono utilizzati per le prove di sforzo in cardiologia

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



LAME CON ATTACCO UNIVERSALE PER RASOIO CHIRURGICO

SKU: DYND70880E

La lama tagliente e rimovibile raso ad un'altezza di 0.9 mm dalla cute, preservandone l'integrità ed evitando tagli accidentali.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





LAME GINECOLOGICHE PER RASOIO CHIRURGICO

SKU: DYND70890E

La Lama per Rasoio Chirurgico Medline Specifica per le Piccole Aree è progettata per la tricotomia pre-operatoria di zone difficili da raggiungere o molto sensibili, quali l'inguine o le ascelle.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



LAME NEUROLOGICHE (CAPELLI) PER RASOIO CHIRURGICO

SKU: DYND70885E

La Lama per Rasoio Chirurgico di Medline specifica per interventi neurochirurgici è progettata per la rimozione pre-operatoria di peli duri o folti in aree come il cranio o il petto.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



LAMPADA ACMSO15F A LED FOCALIZZABILE PER DIAGNOSTICA E PICCOLA CHIRURGIA - ACES

SKU: ACMSO15F

Lampade a led per diagnostica, piccola chirurgia e molteplici applicazioni. Ideali per piccoli interventi di precisione, in terapia intensiva, in sala risveglio, pronto soccorso, per la medicina estetica e per il settore dentale.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



LAMPADA LED PER CHIRURGIA STARLED3 NX ACEM

SKU: STARLED3 NX

STARLED3 NX sono le lampade scialitiche chirurgiche che realizzano da Acem Medical Company con LED di ultima generazione che garantiscono luce fredda, lunga durata e basso consumo energetico.

La lampada scialitica è adatta a molteplici applicazioni: dall'ambulatorio alla sala operatoria.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



LAMPADA SCIALITICA STARLED5 NX A LED PER SALA OPERATORIA ACEM

SKU: STARLED5 NX

STARLED5 NX, sono lampade scialitiche con tecnologia a LED di ultima generazione, nascono proprio per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore garantendo prestazioni ottimali, affidabilità e confort visivo. L'ottica speciale dei led, realizzata da ACEM, emette luce priva di ombre, nitida ed omogenea. 43 LED che compongono STARLED5 NX sono disposti circolarmente e suddivisi in 5 corpi faro (con 7 led cad.) e altri 8 led disposti a raggio intorno al manipolo.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



MANIPOLO ELETTROBISTURI CON PULSANTI, CAVO 3M

SKU: ESPB4001Q

Manipoli elettrobisturi con controllo manuale con punte in acciaio inossidabile.

Lunghezza: 3 metri.

Lunghezza del cavo di connessione: 3 metri.

Presa elettrica: internazionale.

Tipo di punta: Forged Tip - Stainless

Utilizzo: per Elettrochirurgia

Confezionamento minimo = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



MED-SOFT CARTUCCE PER ASPIRAZIONE

SKU: DYNDSC1000; DYNDSC1500; DYNDSC3000

Cartucce monouso da inserire nei contenitori riutilizzabili della stessa capacità.

Caratteristiche della Cartuccia per Aspirazione Monouso MED-SOFT:

- Filtro antibatterico
- Valvola anti-riflusso che impedisce la contaminazione, prevenendo il flusso di ritorno dei fluidi corporei
- Valvola meccanica "shut-off" di arresto per contrastare il troppo pieno ed evitare che la linea di aspirazione si contamini
- Possibile assetto in serie per la raccolta fino a 12 litri, per una procedura di aspirazione con contatti ed interventi manuali ridotti al minimo
- Fisarmonica espandibile in grado di ridurre la pressione interna (presente nei liner da 3 litri)
- Facilità di estensione per una migliore rilevazione dei fluidi raccolti

- Polietilene ultra-resistente a garanzia di sicurezza ed ermeticità

Quantità minima: 1 confezione = 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



MED-SOFT CONTENITORI ESTERNI (CANISTER) RIUTILIZZABILI

SKU: DYNDCLO1000; DYNDCLO1500; DYNDCLO3000

Consistono in un robusto contenitore in policarbonato, dotato di una scala graduata, di un supporto rinforzato e di una valvola ON/OFF. Devono infine essere utilizzati con la Cartuccia Monouso MED-SOFT dello stesso volume.

Tipologia: Contenitore esterno per cartuccia da 1Lt, 1,5Lt, 3Lt

Quantità minima: 1 confezione = 8 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

MED-SOFT TUBO TANDEM

SKU: DYNDTND



Il Tubo Tandem Monouso MED-SOFT di Medline può collegare in serie più contenitori MED-SOFT nell'allestimento di situazioni che prevedono grandi volumi di raccolta, come parte di un sistema chiuso per aspirazione. Questo tubo connette insieme molteplici canister e consente così il trasferimento automatico dei fluidi da un contenitore all'altro senza l'ulteriore intervento di un operatore.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



MONITOR MULTIPARAMETRI

SKU: 35124

"P16" MONITOR VITAL PRO è un piccolo monitoriparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP).

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



LAMPADA MEDICALE ACEMST1 ACEM - NUOVO MODELLO

SKU: ACEMST1

Nuova lampada a led ACEMST1 prodotta da Acem Medical Company. Queste lampade sono adatte a tutte le specialità mediche: dermatologia, medicina generale, ginecologia, odontoiatria. Ideali per la dignostica, medicina estetica, pronto soccorso, sala risveglio e come luce testa letto. Sono lampade multifunzionali e versatili e producono illuminazione ottimale per ogni tipo

di esame da effettuare. Sono disponibili in differenti colorazioni in base ai gusti e agli ambiti di applicazione.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



OTTOTIPO LUMINOSO DECIMALE MISTO - 3 METRI

SKU: 27382

Grafico Optometrico Decimale misto. Versione luminosa. Distanza di lettura: 3 metri

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



OTTOTIPO LUMINOSO MONOYER - 3 METRI

SKU: 27381

Grafico Optometrico Monoyer. Versione luminosa. Distanza di lettura: 3 metri

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



OTTOTIPO NON LUMINOSO DECIMALE MISTO - 3 METRI

SKU: 27392

Grafico Optometrico Monoyer. Versione non illuminata. Distanza di lettura: 3 metri

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



OTTOTIPO NON LUMINOSO MONOYER - 3 METRI

SKU: 27391

Grafico Optometrico Monoyer. Versione non illuminata. Distanza di lettura: 3 metri

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



PARAVENTO A TRE ANTE SU PIEDINI

SKU: 27970

- **Misure:** 50 x h 170 cm - 3 sezioni (ogni 50 cm)
- **Peso:** 5 kg
- **Montato su piedini**

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

PIASTRA PREGELLATA ADULTO BIPOLARE EUROPLATE

SKU: 12721

Utilizzo: per Elettrochirurgia

Misure: Superficie totale: 215²cm - Superficie di contatto: 122²cm - Lunghezza cavo: 270cm - 330cm / 470cm - 530cm

Confezionamento minimo = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



PIASTRA PREGELLATA ADULTO UNIPOLARE EUROPLATE

SKU: 12719

Utilizzo: per Elettrobisturi

Misure: Superficie totale: 215²cm - Superficie di contatto: 136²cm -
Lunghezza cavo: 270cm - 330cm / 470cm - 530cm

Confezionamento minimo = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



PULSOXIMETRO OXY-4

SKU: 35091

Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente.

- misura precisa della SpO2 e del battito

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO CON CARICA BATTERIE

SKU: DYND70800EU

I Rasoi Elettrici Chirurgici e le Lame Medline sono progettate per la rimozione ottimale dei peli e sono facili da utilizzare. Le impugnature laterali antiscivolo rendono migliore la maneggevolezza e il controllo. Il caricatore può essere utilizzato anche come supporto per il rasoio.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SACCA MONOUSO 3 LITRI CON COPERCHIO

SKU: 28275

Sacche monouso 3 l (sacca + tappo) adatta agli aspiratori chirurgici.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SACCA NORMALE PER RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI - SERRES - DA 2 LITRI

SKU: 57167

Sistema unico con attacco vuoto incorporato. Tutte le sacche sono dotate di filtro antibatterico e valvola di troppo pieno. Ogni sacca è dotata di manico per una facile rimozione.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 144 pezzi (in dispenser da 24 pz)

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ERKA KOBOLD NERO

SKU: 32691

Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ERKA PERFECT

SKU: 32688

Sfigmomanometri Erka Perfect tradizionale a 2 tubi con valvola di rilascio a vite.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

SPUGNETTA ABRASIVA

SKU: DYNJE01208

Spugnetta abrasiva sterile per pulizia punta elettrobisturi con adesivo sul lato inferiore per un saldo ancoraggio. Radiopaca.

Misura: 5x5 cm

Confezionamento minimo = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



TERMOMETRO A INFRAROSSI

SKU: SNKTERMOMETRO

Termometro clinico a infrarossi. Misura della temperatura corporea / oggetto / ambiente. Igiene e misura sicura senza contatto con la pelle.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® VALIDA EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EUROSEALVALIDA

La termosaldatrice a barra che valida il processo. Euroseal Valida:

Banda di Sigillatura: 12 mm

Larghezza zona sigillatura: 310 mm

Dimensioni standard (lxhxp): 500 x 490 x 315 mm **Dimensioni con portarotoli a muro:** 500 x 310 x 210 mm **Dimensioni con doppio portarotoli:** 500 x 490 x 420 mm

Peso: 8.3 Kg

Tensione di alimentazione: 200 - 240 V **50/60 Hz**



Potenza assorbita: 100 W

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



TUBO ASPIRAZIONE ORNEX LUNGHEZZA 3MT STERILE

SKU: ORNEX610; ORNEX710;

Tubi ORNEX sterile per aspirazione sono resistenti ai collassi e alle pieghe, hanno una bassa memoria e non sono conduttivi.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 20 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)