

INDICE

Dispositivi di controllo	2
DATA LOGGER XS MINI T	3
MONITOR MULTIPARAMETRI	3
PULSOXIMETRO OXY-4	4
TERMOMETRO A INFRAROSSI	4

DISPOSITIVI DI CONTROLLO



DATA LOGGER XS MINI T

SKU: 70100003

Data Logger XS Mini T è un misuratore e registratore di Temperatura.

TEMPERATURA CON GRADO DI PROTEZIONE: IP65 a 1 canale con sensore interno

DISPLAY: multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate.

Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start.

CAMPO DI LAVORO: da -40 ...+80 °C.

CAPACITA' DI MEMORIZZARE: 48.000 misure (Intervallo 5 sec...24 ore).

BATTERIA: Interna (autonomia 2 anni) sostituibile.

PULSANTI: Partenza con pulsante START con opzione di partenza ritardata. Pulsante STOP attivabile via software per fermare manualmente la registrazione.

USB per collegamento a PC.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



MONITOR MULTIPARAMETRI

SKU: 35124

"P16" MONITOR VITAL PRO è un piccolo monitoriparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura (TEMP).

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



PULSOXIMETRO OXY-4

SKU: 35091

Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente.

- misura precisa della SpO2 e del battito

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



TERMOMETRO A INFRAROSSI

SKU: SNKTERMOMETRO

Termometro clinico a infrarossi. Misura della temperatura corporea / oggetto / ambiente. Igiene e misura sicura senza contatto con la pelle.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)