

INDICE

Lampade medicali, per chirurgia, sala operatoria	2
LAMPADA ACEMSO15F A LED FOCALIZZABILE PER DIAGNOSTICA E PICCOLA CHIRURGIA - ACEM	3
LAMPADA LED PER CHIRURGIA STARLED3 NX ACEM	3
LAMPADA SCIALITICA STARLED5 NX A LED PER SALA OPERATORIA ACEM	3
LAMPADA MEDICALE ACEMST1 ACEM - NUOVO MODELLO	4

LAMPADE MEDICALI, PER CHIRURGIA, SALA OPERATORIA



LAMPADA ACEMSO15F A LED FOCALIZZABILE PER DIAGNOSTICA E PICCOLA CHIRURGIA - ACEM

SKU: ACEMSO15F

Lampade a led per diagnostica, piccola chirurgia e molteplici applicazioni. Ideali per piccoli interventi di precisione, in terapia intensiva, in sala risveglio, pronto soccorso, per la medicina estetica e per il settore dentale.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



LAMPADA LED PER CHIRURGIA STARLED3 NX ACEM

SKU: STARLED3 NX

STARLED3 NX sono le lampade scialitiche chirurgiche che realizzano da Acem Medical Company con LED di ultima generazione che garantiscono luce fredda, lunga durata e basso consumo energetico.

La lampada scialitica è adatta a molteplici applicazioni: dall'ambulatorio alla sala operatoria.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



LAMPADA SCIALITICA STARLED5 NX A LED PER SALA OPERATORIA ACEM

SKU: STARLED5 NX

STARLED5 NX, sono lampade scialitiche con tecnologia a LED di ultima generazione, nascono proprio per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore garantendo prestazioni ottimali, affidabilità e confort visivo. L'ottica speciale dei led, realizzata da ACEM, emette luce priva di ombre, nitida ed omogenea. 43 LED che compongono STARLED5 NX sono disposti circolarmente e suddivisi in 5 corpi faro (con 7 led cad.) e altri 8 led disposti a raggio intorno al manipolo.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



LAMPADA MEDICALE ACEMST1 ACEM - NUOVO MODELLO

SKU: ACEMST1

Nuova lampada a led ACEMST1 prodotta da Acem Medical Company. Queste lampade sono adatte a tutte le specialità mediche: dermatologia, medicina generale, ginecologia, odontoiatria. Ideali per la diagnostica, medicina estetica, pronto soccorso, sala risveglio e come luce testa letto. Sono lampade multifunzionali e versatili e producono illuminazione ottimale per ogni tipo

di esame da effettuare. Sono disponibili in differenti colorazioni in base ai gusti e agli ambiti di applicazione.

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)