

## INDICE

<b>Rasoi e lame</b> .....	2
LAME CON ATTACCO UNIVERSALE PER RASOIO CHIRURGICO .....	3
LAME GINECOLOGICHE PER RASOIO CHIRURGICO .....	3
LAME NEUROLOGICHE (CAPELLI) PER RASOIO CHIRURGICO .....	3
RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO CON CARICA BATTERIE .....	4

# **RASOI E LAME**



## LAME CON ATTACCO UNIVERSALE PER RASOIO CHIRURGICO

**SKU:** DYND70880E

La lama tagliente e rimovibile raso ad un'altezza di 0.9 mm dalla cute, preservandone l'integrità ed evitando tagli accidentali.

**QUANTITA' MINIMA:** 1 confezione= 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



## LAME GINECOLOGICHE PER RASOIO CHIRURGICO

**SKU:** DYND70890E

La Lama per Rasoio Chirurgico Medline Specifica per le Piccole Aree è progettata per la tricotomia pre-operatoria di zone difficili da raggiungere o molto sensibili, quali l'inguine o le ascelle.

**QUANTITA' MINIMA:** 1 confezione= 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



## LAME NEUROLOGICHE (CAPELLI) PER RASOIO CHIRURGICO

**SKU:** DYND70885E

La Lama per Rasoio Chirurgico di Medline specifica per interventi neurochirurgici è progettata per la rimozione pre-operatoria di peli duri o folti in aree come il cranio o il petto.

**QUANTITA' MINIMA:** 1 confezione= 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



## **RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO CON CARICA BATTERIE**

**SKU:** DYND70800EU

**I Rasoi Elettrici Chirurgici e le Lame Medline sono progettate per la rimozione ottimale dei peli e sono facili da utilizzare. Le impugnature laterali antiscivolo rendono migliore la maneggevolezza e il controllo. Il caricatore può essere utilizzato anche come supporto per il rasoio.**

**QUANTITA' MINIMA:** 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)