

INDICE

Piastre Uni/Bipolari	2
PIASTRA PREGELLATA ADULTO BIPOLARE EUROPLATE	3
PIASTRA PREGELLATA ADULTO UNIPOLARE EUROPLATE	3

PIASTRE UNI/BIPOLARI



PIASTRA PREGELLATA ADULTO BIPOLARE EUROPLATE

SKU: 12721

Utilizzo: per Elettrochirurgia

Misure: Superficie totale: 215²cm - Superficie di contatto: 122²cm -
Lunghezza cavo: 270cm - 330cm / 470cm - 530cm

Confezionamento minimo = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



PIASTRA PREGELLATA ADULTO UNIPOLARE EUROPLATE

SKU: 12719

Utilizzo: per Elettrobisturi

Misure: Superficie totale: 215²cm - Superficie di contatto: 136²cm -
Lunghezza cavo: 270cm - 330cm / 470cm - 530cm

Confezionamento minimo = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)