

INDICE

FILI E STRIP DI SUTURA	2
Sutura sintetica assorbibile BIOCRYL in POLYGLACTIN 910 intrecciata e rivestita	3
Sutura sintetica non assorbibile BIOLENE monofilamento in POLIPROPILENE	3
Sutura sintetica assorbibile BIOLONG in POLIDIOSSANONE monofilamento	4
Sutura sintetica assorbibile BIOSHORT monofilamento in PGA 75% - PLC 25%	4
Sutura naturale non assorbibile BIOSILK in SETA intrecciata e rivestita	5
Sutura sintetica assorbibile GLYCO in Acido Poliglicolico (PGA) intrecciata e rivestita	5
Sutura NOVABIO sintetica non assorbibile monofilamento in PVDF	6
Sutura NYLON sintetica non assorbibile monofilamento in POLIAMMIDE 6-6/6	7
OMNISTRIP CEROTTO SUTURA	7
Sutura POLYBIO sintetica non assorbibile in POLIESTERE intrecciata e rivestita	8
STERI-STRIP CEROTTO SUTURA	8

FILI E STRIP DI SUTURA



SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE BIOCRYL IN POLYGLACTIN 910 INTRECCIATA E RIVESTITA

SKU: BC6XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche assorbibili intrecciate e rivestite.

COLORE: Viola o undyed (beige).

MOLECOLA: Copolimero di acido glicolico al 90% e acido lattico al 10% (Polyglactin 910).

TIPO DI RIVESTIMENTO: Polyglactin 370 e stearato di calcio.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([DOWNLOAD Catalogo-BIOCRYL](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione** e cliccate sul tasto **"Aggiungi al preventivo"**;
4. Specificate nel campo **Note aggiuntive (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE BIOLENE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE

SKU: BE4XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche non assorbibili monofilamento.

COLORE: Blue.

MOLECOLA: Polipropilene.

TIPO DI RIVESTIMENTO: Non rivestita.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([Catalogo-BIOLENE](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione**

- e cliccate sul tasto “**Aggiungi al preventivo**”;
4. Specificate nel campo **Note (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE BIOLONG IN POLIDIOSSANONE MONOFILAMENTO

SKU: BL4XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche assorbibili monofilamento.

COLORE: Viola.

MOLECOLA: Polidossanone.

TIPO DI RIVESTIMENTO: Non rivestita.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([DOWNLOAD Catalogo-BIOLONG](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione** e cliccate sul tasto “**Aggiungi al preventivo**”;
4. Specificate nel campo **Note aggiuntive (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE BIOSHORT MONOFILAMENTO IN PGA 75% - PLC 25%

SKU: BH0XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche assorbibili monofilamento.

COLORE: Viola o undyed (ambra).

Copolimero composto da Glicolide al 75% e ϵ -caprolattone al 25% (PGA-PCL).

TIPO DI RIVESTIMENTO: Non rivestita.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([DOWNLOAD Catalogo-BIOSHORT](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione** e cliccate sul tasto “**Aggiungi al preventivo**”;
4. Specificate nel campo **Note aggiuntive (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE BIOSILK IN SETA INTRECCIATA E RIVESTITA

SKU: SKXXXXXX

TIPOLOGIA: Suture naturali (seta) non assorbibili intrecciate e rivestite.

COLORE: Nero o undyed (bianco).

MOLECOLA: Fibroina: proteina derivata da bachi da seta della specie Bombyx-mori.

TIPO DI RIVESTIMENTO: Silicone o cera.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([DOWNLOAD Catalogo-BIOSILK](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione** e cliccate sul tasto “**Aggiungi al preventivo**”;
4. Specificate nel campo **Note aggiuntive (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE GLYCO IN ACIDO POLIGLICOLICO (PGA) INTRECCIATA E RIVESTITA

SKU: GY4XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche assorbibili intrecciate e rivestite.

COLORE: Viola o undyed (beige).

MOLECOLA: Acido poliglicolico (PGA).

TIPO DI RIVESTIMENTO: Policaprolattone e stearato di calcio.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([DOWNLOAD Catalogo-GLYCO](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione** e cliccate sul tasto **"Aggiungi al preventivo"**;
4. Specificate nel campo **Note aggiuntive (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SUTURA NOVABIO SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN PVDF

SKU: NB4XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche non assorbibili monofilamento.

COLORE: Blue.

MOLECOLA: Polivinilidenfluoruro.

TIPO DI RIVESTIMENTO: Non rivestita.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([Catalogo-NOVABIO](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione** e cliccate sul tasto **"Aggiungi al preventivo"**;
4. Specificate nel campo **Messaggio (opzionale)** il codice o la

descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SUTURA NYLON SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE 6-6/6

SKU: NY3XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche non assorbibili monofilamento.

COLORE: Blue o nero.

MOLECOLA: Poliammide 6 o Poliammide 6-6.

TIPO DI RIVESTIMENTO: Non rivestita.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([DOWNLOAD Catalogo-NYLON](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione** e cliccate sul tasto **"Aggiungi al preventivo"**;
4. Specificate nel campo **Note aggiuntive (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



OMNISTRIP CEROTTO SUTURA

SKU: 540681; 540681; 540682; 540683; 540684; 540685; 540686;

Cerotti strip per suture sterili ipoallergenico.

MISURE E QUANTITA' MINIME:

- 1 confezione da 6 x 38 mm = 300 strip;
- 1 confezione da 6 x 76 mm = 150 strip;
- 1 confezione da 6 x 101 mm = 500 strip;
- 1 confezione da 12 x 101 mm = 300 strip

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SUTURA POLYBIO SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE INTRECCIATA E RIVESTITA

SKU: PB4XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche non assorbibili intrecciate e rivestite.

COLORE: Verde o bianco.

MOLECOLA: Poliestere.

TIPO DI RIVESTIMENTO: Silicone MED2174 o cera.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([Catalogo-POLYBIO](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione** e cliccate sul tasto **"Aggiungi al preventivo"**;
4. Specificate nel campo **Messaggio (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

STERI-STRIP CEROTTO SUTURA

SKU: 34908; 34910; 34911; 34912; 34914; 34915

I cerotti suture Steri Strip sono strisce per sutura adesive ed ipoallergeniche.

MISURE E QUANTITA' MINIME: 38 x 6 mm - 1 confezione da 300 pezzi; 75 x 6 mm - 1 confezione da 150 pezzi; 100 x 6 mm - 1 confezione da 500 pezzi; 100 x 12mm - 1 confezione da 300 pezzi; 125 x 25 mm - 1 confezione da 100 pezzi; 75 x 3 mm - 1 confezione da 250 pezzi



[SCOPRI IL PRODOTTO](#)