

INDICE

Suture Assorbibili Intrecciate	2
Sutura sintetica assorbibile BIOCRYL in POLYGLACTIN 910 intrecciata e rivestita	3
Sutura sintetica assorbibile GLYCO in Acido Poliglicolico (PGA) intrecciata e rivestita	3

SUTURE ASSORBIBILI INTRECCiate



SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE BIOCRYL IN POLYGLACTIN 910 INTRECCIATA E RIVESTITA

SKU: BC6XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche assorbibili intrecciate e rivestite.

COLORE: Viola o undyed (beige).

MOLECOLA: Copolimero di acido glicolico al 90% e acido lattico al 10% (Polyglactin 910).

TIPO DI RIVESTIMENTO: Polyglactin 370 e stearato di calcio.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([DOWNLOAD Catalogo-BIOCRYL](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione** e cliccate sul tasto **"Aggiungi al preventivo"**;
4. Specificate nel campo **Note aggiuntive (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE GLYCO IN ACIDO POLIGLICOLICO (PGA) INTRECCIATA E RIVESTITA

SKU: GY4XXXXX

TIPOLOGIA: Suture sintetiche assorbibili intrecciate e rivestite.

COLORE: Viola o undyed (beige).

MOLECOLA: Acido poliglicolico (PGA).

TIPO DI RIVESTIMENTO: Policaprolattone e stearato di calcio.

PROCEDURE DI SELEZIONE ARTICOLO:

1. Scaricate ([DOWNLOAD Catalogo-GLYCO](#)) il catalogo con i riferimenti di sutura;
2. Cercate la vostra sutura;
3. Una volta scelta, mettete la quantità desiderata per **confezione**

- e cliccate sul tasto “**Aggiungi al preventivo**”;
4. Specificate nel campo **Note aggiuntive (opzionale)** il codice o la descrizione della sutura richiesta.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)