

INDICE

Vetrini	2
VETRINI MENZEL COPRIOGGETTO	3
VETRINI MENZEL PORTAOGGETTO - BORDO TAGLIATO - 26x76mm	3
VETRINI MENZEL PORTAOGGETTO CON DOPPIA BANDA SMERIGLIATA	3

VETRINI

VETRINI MENZEL COPRIOGGETTO



SKU: 217501; 217511; 217541; 217551; 217561; 217571; 217581; 217601; 217611; 217621;

Vetrini coprioggetti Menzel prodotti con vetro trasparente borosilicato, caratterizzato da resistenza agli agenti chimici. Spessore standard di 0,13 - 0,16mm. Forma rettangolare di misura variabile.

CLASSIFICAZIONE: DM

MISURE: 15x15mm; 18x18mm; 20x20mm; 21x26mm; 22x22mm; 24x24mm; 24x32mm; 24x40mm; 24x50mm; 24x60mm.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 1000 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



VETRINI MENZEL PORTAOGGETTO - BORDO TAGLIATO - 26X76MM

SKU: 217400


Vetrini Menzel portaoggetti prodotti con vetro extra bianco. Forma rettangolare, dimensioni standard di 26x76mm e spessore di 1mm. Bordo tagliato al fine di ridurre il pericolo di taglio e infezioni.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

VETRINI MENZEL PORTAOGGETTO CON DOPPIA BANDA SMERIGLIATA

SKU: 217460; 217440;



Vetrini portaggetti prodotti con vetro extra bianco. Forma rettangolare, dimensioni standard di 26x76mm e spessore di 1mm. Provvisti di doppia banda smerigliata, consistente in una superficie porosa di circa 20mm che permette una facile scrittura.

MODELLI VETRINI PORTAOGGETTO: bordo tagliato, bordo molato, angolo 45°.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)