


INDICE

Aghi-Siringhe-Infusione	3
AGO EPICRANICO / FARFALLA DI SICUREZZA NIPRO	4
AGO EPICRANICO / FARFALLA NIPRO	4
AGO IPODERMICO NIPRO	4
AGO CANNULA A 1 VIA DELTA VEN FEP	5
AGO CANNULA A 2 VIE DELTA VEN	5
AGO DRAGON PER AGONPUNTURA	6
AGO HWATO PER AGOPUNTURA	6
AGO MESORELLE A PARETE SOTTILE	7
AGO MESORELLE PER ELETTROLIPOLISI	7
AGO MESORELLE PER FILLER	7
AGO MESORELLE PER MESOTERAPIA	8
AGO MESORELLE PER SCLEROTERAPIA E FILLER	8
AGO MICRO MESORELLE PER MICROTERAPIA	9
AGO MICROLANCE BD 30G x 13mm	9
AGO PER INTRALIPOTERAPIA	9
AGO SPINALE PIC QUINCKE	10
CANNULE PER FILLER AGO MAGIC NEEDLE	10
CANNULE PER FILLER AGO MESORELLE	11
DEFLUSSORE A 2 VIE CON FILTRO ARIA + FILTRO SOLUZIONE CON RACCORDO AD Y E CONNETTORE LUER LOCK	11
DEFLUSSORE SACCA/FLACONE PUNTO INFUSIONE "Y"TERMINALE LUER LOCK -FILTRO SOLUZIONE 15 µm CAMERA IN PVC DEHP FREE	11
DEFLUSSORE STANDARD LUER-LOCK LATEX FREE +DEHP FREE FILTRO	12
INIETTORE PER MICROTERAPIA 31Gx2,5mm	12
MULTINIETTORI MESORELLE LINEARI	12
NEO VENOPIC - AGO CANNULA A DUE VIE STERILE	13
RACCORDI MULTINIETTORI MESORELLE CIRCOLARI	13
SIRINGA BD MICRO-FINE 0,3ml 30G x 8mm - 324826	14
SIRINGA DA 1ML PER INSULINA AGO 25G	14
SIRINGA PIC INSUMED 30G x 8mm	14
SIRINGHE CON AGO	15
SIRINGHE CON AGO NIPRO	15

SIRINGHE NIPRO PER INSULINA DA 0,5 A 1ml 100U	16
SIRINGHE SENZ'AGO	16
SIRINGHE SENZ'AGO NIPRO	17

AGHI-SIRINGHE-INFUSIONE

AGO EPICRANICO / FARFALLA DI SICUREZZA NIPRO




SKU: BCSSF2119; BCSSF2130; BCSSF2219; BCSSF2230; BCSSF2319; BCSSF22330;

Set costituito da aghi butterfly epicranici da prelievi con sistema di protezione integrato ed adattatore luer preassemblato, compatibile con gli holder standard presenti sul mercato. Ago epicranico con parete ultrasottile, levigato ad ultrasuoni, siliconatura interna ed esterna per assicurare una puntura atraumatica. Il dispositivo di protezione Safe Touch garantisce una resistenza minima alla penetrazione e la sicurezza dell'operatore.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 50 pezzi.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

AGO EPICRANICO / FARFALLA NIPRO



SKU: PSV18ET; PSV19ET; PSV21ET; PSV22ET; PSV23ET; PSV25ET; PSV27ET;

Aghi butterfly epicranici da prelievo in acciaio inox con parete ultrasottile, garantiscono una penetrazione atraumatica grazie all'affilatura ad ultrasuoni " lancet point" a triplice sfaccettatura.

LUNGHEZZA DEL TUBO: 30cm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 50 pezzi.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO IPODERMICO NIPRO

SKU: HN1638; HN1825; HN1832; HN1838; HN1925; HN1932; HN1938; HN2025; HN2038; HN2116; HN2125; HN2138; HN2232; HN2238; HN2316; HN2325; HN2332; HN2425; HN2432; HN2516; HN2525; HN2613; HN2622; HN2713; HN2719; HN2738; HN2913; HN3013;

Aghi ipodermici in acciaio inox con parete ultrasottile, garantiscono una penetrazione atraumatica grazie all'affilatura "lancet point" a triplice sfaccettatura.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO CANNULA A 1 VIA DELTA VEN FEP

SKU: 3176522; 3166522; 3156522; 3146522; 3186522; 3136522; 3126522; 3116522;

Ago Cannula a una via disponibile dalla misura 14G al 26G.

Misure: 14G x 45 mm; 16G x 45 mm; 17G x 45 mm; 18G x 32 mm; 18G x 45 mm; 22G x 25 mm; 24G x 19 mm; 26G x 19 mm.

Quantità minima: 1 confezione = 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

AGO CANNULA A 2 VIE DELTA VEN

SKU: 3171522; 3161522; 3015522; 3141522; 3181522; 3131522; 3121522; 3111522; 310322

Ago Cannula a due vie con alette e valvola di iniezione, disponibile dalla misura 14G al 26G. Il materiale utilizzato è il Teflon (FEP)

Misure: 14G x 45 mm; 16G x 45 mm; 17G x 45 mm; 18G x 45 mm;

18G x 32 mm; 20G x 32 mm; 24G x 19 mm; 26G x 19 mm.

Quantità minima: 1 confezione = 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO DRAGON PER AGONPUNTURA

SKU: AD2513; AD2525; AD2540; AD3013; AD3025; AD3040;

Aghi per agopuntura con impugnatura in rame argentato e lama in acciaio. Confezionati in blister singoli. Sterilizzati ad ossido di etilene.

MISURE: 0,25 x 13mm; 0,25 x 25mm; 0,25 x 40mm; 0,3 x 13mm, 0,3 x 25mm; 0,3 x 40mm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO HWATO PER AGOPUNTURA

SKU: AH2513; AH2525; AH2540; AH3013; AH3025; AH3040; AH3050;

Aghi per agopuntura con impugnatura in rame e lama in acciaio. Confezionati in blister singoli con tuboguida.

MISURE: 0,25 x 13mm , 0,25 x 25mm , 0,25 x 40mm ; 0,30 x 13mm , 0,30 x 25mm , 0,30 x 40mm , 0,30 x 50mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi della stessa misura

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





AGO MESORELLE A PARETE SOTTILE

SKU: ETW2712; ETW3012

Aghi Mesorelle a parete sottile con diametro esterno di 0.4mm e un diametro interno di 0.25mm.

MISURE: 27G x 12mm, 30G x 12mm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO MESORELLE PER ELETTROLIPOLISI

SKU: MLP025; MLP050; MLP075; MLP100; MLP125; MLP150;

Aghi specifici per apparecchiatura Elettrolipolisi.

MISURE: 0,3 x 25mm; 0,3 x 50mm; 0,3 x 75mm; 0,3 x 100mm; 0,3 x 125mm; 0,3 x 150mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25 blister da 12 aghi (totale 300 pezzi)

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

AGO MESORELLE PER FILLER

SKU: AAL40; AM3025; AM3040; AM3125;

Aghi ipodermici monouso, specifici per impiego mesoterapico per filler.

MISURE: 27G (Ø0,40x40mm); 30G (Ø0,30x25mm); 30G (Ø0,30x40mm); 31G (Ø0,26x25mm);

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO MESORELLE PER MESOTERAPIA


SKU: AAL4; AAL6; AAL34; AAL36; AM314; AM316; AM324; AM326; AM334;

Aghi luer ipodermici monouso, specifici per Mesoterapia, affilatura multipla indolore per ottimizzare la penetrazione, sterilizzati ad Ossido di Etilene.

MISURE: 27G (Ø0,40x4mm), 27G (Ø0,40x6mm); 30G (Ø0,30x4mm), 30G (Ø0,30x6mm); 31G (Ø0,26x4mm), 31G (Ø0,26x6mm); 32G (Ø0,23x4mm), 32G (Ø0,23x6mm); 33G (Ø0,20x4mm)

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO MESORELLE PER SCLEROTERAPIA E FILLER

SKU: AAL12; AAL25; AM30G; AM31G; AM32G; AM33G;

Aghi luer ipodermici monouso, specifici per scleroterapia e filler, affilatura multipla indolore per ottimizzare la penetrazione, sterilizzati ad Ossido di Etilene.

MISURE: 27G (Ø0,40x12mm), 27G (Ø0,40x25mm); 30G (Ø0,30x12mm); 31G (Ø0,26x12mm); 32G (Ø0,23x12mm); 33G (Ø0,20x12mm)

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO MICRO MESORELLE PER MICROTERAPIA

SKU: M0127G25; M0130G25; M0131G25; M0132G25;

Aghi mesorelle per micro-mesoterapia;

MISURE: 27G x 2,5mm; 30G x 2,5mm; 31G x 2,5mm; 32G x 2,5mm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO MICROLANCE BD 30G X 13MM

SKU: 304000

Aghi BD ipodermici sterili monouso, specifici per scleroterapia e filler.

REF: 304000

QUANTITA' MINIMA: 100 pezzi per confezione

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO PER INTRALIPOTERAPIA

SKU: MILT22090 ; MILT24100 ;

Aghi ipodermici monouso, specifici per Intralipoterapia.

MISURE: 22G x 90mm ; 24G x 100mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO SPINALE PIC QUINCKE

SKU: N / A

Ago per anestesia spinale

MISURE: 20G x 90mm; 22G x 75mm; 22G x 90 mm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 30 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CANNULE PER FILLER AGO MAGIC NEEDLE

SKU: MN22G57; MN22G70; MN25G40; MN25G50; MN27G37; MN30G27;

Ago Cannula Filler speciale (cannule punta chiusa) .

MISURE: 22G x 57mm; 22G x 70mm; 25G x 40mm; 25G x 50mm; 27G x 37mm; 30G x 27mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 20 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CANNULE PER FILLER AGO MESORELLE

SKU: M0222G50; M0222G70; M0225G40; M0225G50; M0227G40; M0230G30

L'ago cannula Mesorelle è una microcannula ovvero un ago ipodermico flessibile con punta chiusa, arrotondata e atraumatica. La sua apertura è in posizione laterale.

MISURE: 22G x 50mm; 22G x 70mm; 25G x 40mm; 25G x 50mm; 27G x 40mm; 30G x 30mm

Quantità minima: 1 confezione = 25 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



DEFLUSSORE A 2 VIE CON FILTRO ARIA + FILTRO SOLUZIONE CON RACCORDO AD Y E CONNETTORE LUER LOCK

SKU: 2DFLY

Deflussore con raccordo ad Y per la somministrazione di soluzioni infusionali per gravità, monouso, sterile

Quantità minima: 1 confezione = 25 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



DEFLUSSORE SACCA/FLACONE PUNTO INFUSIONE "Y" TERMINALE LUER LOCK - FILTRO SOLUZIONE 15 MM CAMERA IN PVC DEHP FREE

SKU: CDIN0017

Destinazione d'uso:

Da utilizzare per la somministrazione di soluzioni/farmaci compatibili con PVC medicale

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



DEFLUSSORE STANDARD LUER-LOCK LATEX FREE +DEHP FREE FILTRO

SKU: CDIN0013

Destinazione d'uso:

Da utilizzare per la somministrazione di soluzioni/farmaci compatibili con PVC medicale

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



INIETTORE PER MICROTERAPIA 31GX2,5MM

SKU: MSIT001

Uno strumento monouso a forma di **imbuto rovesciato** che al centro porta uno speciale **sottilissimo ago 31Gx2,5mm** grazie al quale il farmaco viene somministrato a livello del **derma superficiale** (strato papillare), subito al di sotto dello strato corneo della pelle.

QUANTITA' MINIMA: 25 pezzi per confezione

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



MULTINIETTORI MESORELLE LINEARI

SKU: MRL003 ; MRL005 ;

Raccordo multiniettore senza ago per Mesoterapia, sterili monouso, in blister singolo, trasparenti ed incolori per permettere un completo controllo della camera interna senza colorazioni estranee, perfetta tenuta anche a forti pressioni.

MISURE: 3 uscite; 5 uscite

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



NEO VENOPIC - AGO CANNULA A DUE VIE STERILE

SKU: 03 044070 140 000; 03 044070 160 000; 03 044070 180 000; 02 044070 200 000; 02 044070 220 000; 03 044070 240 000

Aghi cannula a 2 vie, sterili monouso, apirogeni, atossici.

MISURE: 18G - 1,30x0,95 - lunghezza ago 45mm; 20G - 1,00x0,75 - lunghezza ago 32mm; 22G - 0,90x0,65 - lunghezza ago 25mm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

RACCORDI MULTINIETTORI MESORELLE CIRCOLARI

SKU: MRC003; MRC005; MRC007;

Raccordo multiniettore Mesorelle senza ago per Mesoterapia, sterili monouso, in blister singolo, trasparenti ed incolori per permettere un completo controllo della camera interna senza




colorazioni estranee, perfetta tenuta anche a forti pressioni.

MISURE: 3 uscite, 5 uscite, 7 uscite

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGA BD MICRO-FINE 0,3ML 30G X 8MM - 324826

SKU: 23860

Siringa BD Micro-Fine 0,3 ml 30G 8 mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGA DA 1ML PER INSULINA AGO 25G

SKU: 183SNK;

Siringhe monouso insuliniche da 1ml con ago 25G

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGA PIC INSUMED 30G X 8MM

SKU: 00022720030150

Siringhe sterili e monouso dall'ago sottile.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 30 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGHE CON AGO

SKU: 190SNK; 194SNK; 197SNK; 198SNK; 206SNK;

Siringa monouso con ago montato.

CALIBRO SIRINGHE: 2,5ml, 5ml, 10 ml, 20ml

MISURE AGO: 20G, 21G, 22G, 23G

RACCORDI: centrale ed eccentrico

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi per le siringhe da 2,5ml a 10 ml. 1 confezione da 50 pezzi per le siringhe da 20ml

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGHE CON AGO NIPRO

SKU: SY32SC2232EC; SY35SC2238EC; SY310SC2138EC; SY320SC2038EC; SY320SC2138EC

Siringa sterile, monouso.

CALIBRO SIRINGHE: 2,5ml, 5ml, 10 ml, 20ml

MISURE AGO: 20G, 21G, 22G

RACCORDI: centrale ed eccentrico

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi per le siringhe da 2,5 ml, 5ml e 10ml e 1 confezione da 50 pezzi per le siringhe da 20ml

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGHE NIPRO PER INSULINA DA 0,5 A 1ML 100U

SKU: SYMS05U1003008BEC; SYMS05U1003013BEC; SY31C100U2516;


Siringa sterili, monouso. Cilindro e pistone in polipropilene medicale trasparente, guarnizione di tenuta in elastomero termoplastico.

MODELLI PER L'INFUSIONE DI INSULINA CON STRUTTURA: LDS, senza spazio morto per la siringa Nipro da 0,5ml, con attacco Luer Slip cono centrale per la siringa Nipro da 1 ml

MISURE AGO: 30G x 8mm oppure 13mm per la siringa Nipro da 0,5ml e 25G x 5/8 per siringa Nipro da 1 ml

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGHE SENZ'AGO

SKU: 1230;1233;1234;1080;1082;381;1184;3182;1441;1224;1478;1081;1254

Siringa monouso senz'ago.

CALIBRO SIRINGHE: 2,5ml, 5ml, 10 ml, 20ml, 50ml, 50/60ml.

RACCORDI: centrale, eccentrico, luer-lock, cono catetere

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGHE SENZ'AGO NIPRO

SKU: SY32SCEC; SY35SCEC; SY310SCEC; SY320SCEC;

Siringa senz'ago Nipro sterile, monouso. Cilindro e pistone in polipropilene medicale trasparente, guarnizione di tenuta in elastomero termoplastico.

CALIBRO SIRINGHE: 2,5ml, 5ml, 10 ml, 20ml.

RACCORDI: centrale, eccentrico, catetere, luer-lock.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi per le siringhe da 2,5ml a 10 ml. 1 confezione da 50 pezzi per le siringhe da 20ml.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)