


INDICE

Aghi Epicranici farfalla	2
AGO EPICRANICO / FARFALLA DI SICUREZZA NIPRO	3
AGO EPICRANICO / FARFALLA NIPRO	3

AGHI EPICRANICI FARFALLA

AGO EPICRANICO / FARFALLA DI SICUREZZA NIPRO




SKU: BCSSF2119; BCSSF2130; BCSSF2219; BCSSF2230; BCSSF2319; BCSSF22330;

Set costituito da aghi butterfly epicranici da prelievi con sistema di protezione integrato ed adattatore luer preassemblato, compatibile con gli holder standard presenti sul mercato. Ago epicranico con parete ultrasottile, levigato ad ultrasuoni, siliconatura interna ed esterna per assicurare una puntura atraumatica. Il dispositivo di protezione Safe Touch garantisce una resistenza minima alla penetrazione e la sicurezza dell'operatore.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 50 pezzi.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

AGO EPICRANICO / FARFALLA NIPRO



SKU: PSV18ET; PSV19ET; PSV21ET; PSV22ET; PSV23ET; PSV25ET; PSV27ET;

Aghi butterfly epicranici da prelievo in acciaio inox con parete ultrasottile, garantiscono una penetrazione atraumatica grazie all'affilatura ad ultrasuoni " lancet point" a triplice sfaccettatura.

LUNGHEZZA DEL TUBO: 30cm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 50 pezzi.

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)