

INDICE

Filler-Mesoteropia-Scleroterapia	2
AGO MESORELLE A PARETE SOTTILE	3
AGO MESORELLE PER ELETTROLIPOLISI	3
AGO MESORELLE PER FILLER	3
AGO MESORELLE PER MESOTERAPIA	4
AGO MESORELLE PER SCLEROTERAPIA E FILLER	4
AGO MICRO MESORELLE PER MICROTERAPIA	4
AGO PER INTRALIPOTERAPIA	5
CANNULE PER FILLER AGO MAGIC NEEDLE	5
INIETTORE PER MICROTERAPIA 31Gx2,5mm	6
MULTINIETTORI MESORELLE LINEARI	6
RACCORDI MULTINIETTORI MESORELLE CIRCOLARI	6

FILLER-MESOTEROPIA-SCLEROTERAPIA

AGO MESORELLE A PARETE SOTTILE

SKU: ETW2712; ETW3012

Aghi Mesorelle a parete sottile con diametro esterno di 0.4mm e un diametro interno di 0.25mm.

MISURE: 27G x 12mm, 30G x 12mm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO MESORELLE PER ELETTROLIPOLISI

SKU: MLP025; MLP050; MLP075; MLP100; MLP125; MLP150;

Aghi specifici per apparecchiatura Elettrolipolisi.

MISURE: 0,3 x 25mm; 0,3 x 50mm; 0,3 x 75mm; 0,3 x 100mm; 0,3 x 125mm; 0,3 x 150mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25 blister da 12 aghi (totale 300 pezzi)

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO MESORELLE PER FILLER

SKU: AAL40; AM3025; AM3040; AM3125;

Aghi ipodermici monouso, specifici per impiego mesoterapico per filler.

MISURE: 27G (Ø0,40x40mm); 30G (Ø0,30x25mm); 30G (Ø0,30x40mm); 31G (Ø0,26x25mm);

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





AGO MESORELLE PER MESOTERAPIA


SKU: AAL4; AAL6; AAL34; AAL36; AM314; AM316; AM324; AM326; AM334;

Aghi luer ipodermici monouso, specifici per Mesoterapia, affilatura multipla indolore per ottimizzare la penetrazione, sterilizzati ad Ossido di Etilene.

MISURE: 27G (Ø0,40x4mm), 27G (Ø0,40x6mm); 30G (Ø0,30x4mm), 30G (Ø0,30x6mm); 31G (Ø0,26x4mm), 31G (Ø0,26x6mm); 32G (Ø0,23x4mm), 32G (Ø0,23x6mm); 33G (Ø0,20x4mm)

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO MESORELLE PER SCLEROTERAPIA E FILLER

SKU: AAL12; AAL25; AM30G; AM31G; AM32G; AM33G;

Aghi luer ipodermici monouso, specifici per scleroterapia e filler, affilatura multipla indolore per ottimizzare la penetrazione, sterilizzati ad Ossido di Etilene.

MISURE: 27G (Ø0,40x12mm), 27G (Ø0,40x25mm); 30G (Ø0,30x12mm); 31G (Ø0,26x12mm); 32G (Ø0,23x12mm); 33G (Ø0,20x12mm)

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO MICRO MESORELLE PER MICROTERAPIA

SKU: M0127G25; M0130G25; M0131G25; M0132G25;

Aghi mesorelle per micro-mesoterapia;

MISURE: 27G x 2,5mm; 30G x 2,5mm; 31G x 2,5mm; 32G x 2,5mm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AGO PER INTRALIPOTERAPIA

SKU: MILT22090 ; MILT24100 ;

Aghi ipodermici monouso, specifici per Intralipoterapia.

MISURE: 22G x 90mm ; 24G x 100mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 25 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



CANNULE PER FILLER AGO MAGIC NEEDLE

SKU: MN22G57; MN22G70; MN25G40; MN25G50; MN27G37; MN30G27;

Ago Cannula Filler speciale (cannule punta chiusa) .

MISURE: 22G x 57mm; 22G x 70mm; 25G x 40mm; 25G x 50mm; 27G x 37mm; 30G x 27mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 20 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



INIETTORE PER MICROTERAPIA 31GX2,5MM

SKU: MSIT001

Uno strumento monouso a forma di **imbuto rovesciato** che al centro porta uno speciale **sottilissimo ago 31Gx2,5mm** grazie al quale il farmaco viene somministrato a livello del **derma superficiale** (strato papillare), subito al di sotto dello strato corneo della pelle.

QUANTITA' MINIMA: 25 pezzi per confezione

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



MULTINIETTORI MESORELLE LINEARI

SKU: MRL003 ; MRL005 ;

Raccordo multiniettore senza ago per Mesoterapia, sterili monouso, in blister singolo, trasparenti ed incolori per permettere un completo controllo della camera interna senza colorazioni estranee, perfetta tenuta anche a forti pressioni.

MISURE: 3 uscite; 5 uscite

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

RACCORDI MULTINIETTORI MESORELLE CIRCOLARI

SKU: MRC003; MRC005; MRC007;

Raccordo multiniettore Mesorelle senza ago per Mesoterapia, sterili monouso, in blister singolo, trasparenti ed incolori per



permettere un completo controllo della camera interna senza colorazioni estranee, perfetta tenuta anche a forti pressioni.

MISURE: 3 uscite, 5 uscite, 7 uscite

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione = 50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)