


INDICE

Siringhe con ago	2
SIRINGA BD MICRO-FINE 0,3ml 30G x 8mm - 324826	3
SIRINGA DA 1ML PER INSULINA AGO 25G	3
SIRINGA PIC INSUMED 30G x 8mm	3
SIRINGHE CON AGO	3
SIRINGHE CON AGO NIPRO	4
SIRINGHE NIPRO PER INSULINA DA 0,5 A 1ml 100U	4

SIRINGHE CON AGO



SIRINGA BD MICRO-FINE 0,3ML 30G X 8MM - 324826

SKU: 23860

Siringa BD Micro-Fine 0,3 ml 30G 8 mm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGA DA 1ML PER INSULINA AGO 25G

SKU: 183SNK;

Siringhe monouso insuliniche da 1ml con ago 25G

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGA PIC INSUMED 30G X 8MM

SKU: 00022720030150

Siringhe sterili e monouso dall'ago sottile.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 30 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGHE CON AGO

SKU: 190SNK; 194SNK; 197SNK; 198SNK; 206SNK;

Siringa monouso con ago montato.

CALIBRO SIRINGHE: 2,5ml, 5ml, 10 ml, 20ml

MISURE AGO: 20G, 21G, 22G, 23G

RACCORDI: centrale ed eccentrico

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi per le siringhe da 2,5ml a 10 ml. 1 confezione da 50 pezzi per le siringhe da 20ml

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGHE CON AGO NIPRO

SKU: SY32SC2232EC; SY35SC2238EC; SY310SC2138EC;
SY320SC2038EC; SY320SC2138EC

Siringa sterile, monouso.

CALIBRO SIRINGHE: 2,5ml, 5ml, 10 ml, 20ml

MISURE AGO: 20G, 21G, 22G

RACCORDI: centrale ed eccentrico

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi per le siringhe da 2,5 ml, 5ml e 10ml e 1 confezione da 50 pezzi per le siringhe da 20ml

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIRINGHE NIPRO PER INSULINA DA 0,5 A 1ML 100U

SKU: SYMS05U1003008BEC; SYMS05U1003013BEC; SY31C100U2516;

Siringa sterili, monouso. Cilindro e pistone in polipropilene medicale trasparente, guarnizione di tenuta in elastomero termoplastico.

MODELLI PER L'INFUSIONE DI INSULINA CON STRUTTURA: LDS, senza spazio morto per la siringa Nipro da 0,5ml, con attacco Luer Slip cono centrale per la siringa Nipro da 1 ml

MISURE AGO: 30G x 8mm oppure 13mm per la siringa Nipro da 0,5ml e 25G x 5/8 per siringa Nipro da 1 ml

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)