

INDICE

Compresse di garze e TNT	2
COMPRESSA PIEGATA IN TNT SENZA FILO NON STERILE	3
COTONE IDROFILO ORO ARROTOLATO 1 KG	3
COTONE IDROFILO ORO ZIG-ZAG	3
COMPRESSE DI GARZA STERILE 10cmX10cm 16 strati	4
COMPRESSE DI GARZA SENZA FILO DI BARIO NON STERILE	4
COMPRESSE DI GARZA SENZA FILO DI BARIO STERILE	4
GARZA LAPAROTOMICA CON FILO DI BARIO NON STERILE	5
GARZA TAGLIATA DA 1 KG NON STERILE	5
PUR-ZELLIN 4X5CM	6

COMPRESSE DI GARZE E TNT



COMPRESSA PIEGATA IN TNT SENZA FILO NON STERILE

SKU: 615SNK; 616SNK; 617SNK;

Compresse piegate monouso in tessuto non tessuto (70% viscosa; 30% poliestere), non sterili, colore bianco candido, senza filo di bario

MISURE: 7,5 cm x 7,5 cm 4 strati; 10cm x 10 cm 4 strati, 10cm x 10 cm 8 strati;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



COTONE IDROFILO ORO ARROTOLATO 1 KG

SKU: 585SNK

QUANTITA' MINIMA: 1 kg

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



COTONE IDROFILO ORO ZIG-ZAG

SKU: N / A

PESI: 100 gr, 1 kg

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



COMPRESSE DI GARZA STERILE 10CMX10CM 16 STRATI

SKU: 589SNK

Garze compresse 16 strati 10 cm x 10 cm monouso, sterile, di puro cotone, colore bianco candido, senza filo di bario.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione costituita da 25 buste (ogni busta ha al suo interno n°10 garze compresse).

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



COMPRESSE DI GARZA SENZA FILO DI BARIO NON STERILE

SKU: 619SNK; 620SNK; 621SNK; 622SNK; 623SNK;

Garze compresse monouso non sterili di puro cotone, colore bianco candido, esenti da fibre estranee, senza filo di bario, a 4, 8, 12 o 16 strati, con bordi tagliati rivolti all'interno e privi di sfilacciature.

MISURE: 7,5cm x 7,5cm a 8 strati, 7,5cm x 7,5cm a 16 strati; 10cm x 10cm a 8 strati, 10 cm x 10 cm a 12 strati, 10cm x 10cm a 16 strati;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

COMPRESSE DI GARZA SENZA FILO DI BARIO STERILE

SKU: 625SNK; 626SNK;




Garze compresse monouso, sterili, di puro cotone, colore bianco candido, senza filo di bario, con bordi tagliati rivolti all'interno e privi di sfilacciature.

MISURE: 18cm x 40cm; 36cm x 40cm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 12 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



GARZA LAPAROTOMICA CON FILO DI BARIO NON STERILE

SKU: 612SNK; 613SNK;

Pezze laparotomiche di garza monouso non sterili di puro cotone, colore bianco candido, con filo di bario, senza laccio di repartimento.

MISURE: 20cm x 20 cm, 40cm x 40cm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 100 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



GARZA TAGLIATA DA 1 KG NON STERILE

SKU: 607SNK; 608SNK; 609SNK; 610SNK;

Garze in compresse tagliate e stese monouso, di puro cotone, colore bianco candido, confezionata in imballi da 1 kg, non sterile.

MISURE: 10cm x 10 cm, 20cm x 20 cm, 30cm x 30cm, 40cm x 40cm;

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 1 kg

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



PUR-ZELLIN 4X5CM

SKU: 143213; 143253;

Compresa pretagliata di cellulosa in rotoli.

MISURA: 4 x 5 cm

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione da 500 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)