

INDICE

Accessori	2
ETICHETTA PER CONTAINER PER AESCULAP 5,7+1x3,8cm	3
ETICHETTATRICI PER TRACCIABILITA' A 3 LINEE	3
SIGILLO PER CONTAINER PER AESCULAP O UNIVERSALI (BLU)	3

ACCESSORI




ETICHETTA PER CONTAINER PER AESCULAP 5,7+1X3,8CM

SKU: 550A

Le etichette sono indicatrici di tipo 1 secondo la norma EN ISO 11140-1.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 500 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ETICHETTATRICI PER TRACCIABILITA' A 3 LINEE

SKU: PR MET AN3; PR MET AN1+2; PR MET N3

Possibilità di scelta fra queste tipologie:

Etichettatrice alfanumerica a 3 linee

Etichettatrice 1 linea alfanumerica + 2 linee numeriche

Etichettatrice numerica a 3 linee

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



SIGILLO PER CONTAINER PER AESCULAP O UNIVERSALI (BLU)

SKU: 559P

Sigilli in materiale plastico per garantire la chiusura del container fino al momento dell'utilizzo.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione= 1000 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)