

INDICE

Buste e Rotoli	2
BUSTE AUTOSALDANTI PIATTE	3
BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE - Eurosteril® Euronda Pro System	3
HUMIPAK: Buste per il mantenimento degli strumenti in stato umido	3
ROTOLO PER STERILIZZAZIONE A SOFFIETTO - Eurosteril® Euronda Pro System	4
ROTOLO PER STERILIZZAZIONE PIATTO - Eurosteril® Euronda Pro System	4
ROTOLO STERILIZZAZIONE A SOFFIETTO	5
ROTOLO STERILIZZAZIONE PIATTO	5

BUSTE E ROTOLI

BUSTE AUTOSALDANTI PIATTE

SKU: EA9025; EA1425; EA1933; EA1940; EA3050

Composti da carta Kraft medicale e film plastico medicale con doppia piega per sterilizzazione in autoclave

MISURE: 90mm X 250mm; 140mm X 260mm; 190mm X 330mm; 190 X 400mm; 300 X 500mm;

QUANTITA' MINIMA: 200 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE - EUROSTERIL® EURONDA PRO SYSTEM

SKU: 20210709; 20210714; 20210719;

Busta autosaldante per autoclave

Classificazione: Dispositivo Medico Classe I

Confezionamento:

- 9 cm x 25 cm
- 14 cm x 26 cm
- 19 cm x 33 cm

Confezione da 200 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)





HUMIPAK: BUSTE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STRUMENTI IN STATO UMIDO

SKU: HPSS2035; HPSS4243; HPSS4267; HPSS5667; HPSS6577

Buste per il mantenimento degli strumenti chirurgici in uno stato umido post-operatorio per facilitare la fase di lavaggio e disinfezione
Quantità minima: 1 confezione = 1000 pz

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ROTOLO PER STERILIZZAZIONE A SOFFIETTO - EUROSTERIL® EURONDA PRO SYSTEM

SKU: 20410355; 20450036; 20410359;

Classificazione: Dispositivo Medico Classe I

Confezionamento del rotolo soffiato per sterilizzazione ha diverse misure:

20 cm x 5 x 100 m

25 cm x 5 x 100 m

25 cm x 6,5 x 100 m

Quantità minima: 1 rotolo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

ROTOLO PER STERILIZZAZIONE PIATTO - EUROSTERIL® EURONDA PRO SYSTEM

SKU: 20410591; 20410352; 20410353; 20410354; 20410357; 20410358; 20410590;

Classificazione: Dispositivo Medico Classe I

Confezionamento Il rotolo piatto per sterilizzazione ha diverse misure:

5 cm x 200 m ; 7.5 cm x 200 m ; 10 cm x 200 m ; 15 cm x 200 m ; 20 cm x 200 m ; 25 cm x 200 m ; 30 cm x 200 m ; 40 cm x 200 m

Quantità minima: 1 rotolo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ROTOLO STERILIZZAZIONE A SOFFIETTO

SKU: N / A

Composto da carta Kraft medicale e film plastico medicale con doppia piega per sterilizzazione in autoclavi.

MISURE: 100 mm x 100 mt; 200 mm x 100 mt; 300 mm x 100 mt;

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



ROTOLO STERILIZZAZIONE PIATTO

SKU: N / A

Composti da carta Kraft medicale e film plastico medicale colorato per sterilizzazione in autoclavi.

MISURE: 50 mm x 200 mt; 75 mm x 200 mt; 100 mm x 200 mt; 150 mm x 200 mt; 200 mm x 200 mt; 250 mm x 200 mt; 300 mm x 200 mt

QUANTITA' MINIMA: 1 pezzo

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



