

# INDICE

<b>Termosigillatrici</b> .....	2
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® 2001 PLUS EURONDA PRO SYSTEM .....	3
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® EURONDA PRO SYSTEM .....	3
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL INFINITY® .....	4
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® Valida EURONDA PRO SYSTEM .....	4
TERMOSIGILLATRICE ROTATIVA EUROMATIC® .....	5

# **TERMOSIGILLATRICI**

## **TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® 2001 PLUS EURONDA PRO SYSTEM**

**SKU:** E2001

**Termosaldatrici elettroniche a ciclo continuo e temperatura costante: Euroseal® 2001 Plus**

**Banda di Sigillatura:** 12 mm

**Larghezza zona sigillatura:** 310 mm

**Dimensioni (lxhxp):** 473 x 220 x 235 mm

**Peso:** 7.6 Kg

**Tensione di alimentazione:** 230 V 50/60 Hz

**Potenza assorbita:** 100 W

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

## **TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® EURONDA PRO SYSTEM**

**SKU:** EUROSEAL

**Termosaldatrice Euroseal:**

**Banda di Sigillatura:** 12 mm


**Larghezza zona sigillatura:** 310 mm

**Dimensioni standard (lxhxp):** 440 x 390 x 315 mm **Dimensioni con portarotoli a muro:** 440 x 300 x 200 mm **Dimensioni con doppio portarotoli:** 440 x 390 x 420 mm

**Peso:** 7.1 Kg

**Tensione di alimentazione:** 200 - 240 V 50/60 Hz

**Potenza assorbita:** 100 W



[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

## TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL INFINITY®

**SKU:** INFINITY

**Termosaldatrice Infinity:**

**Banda di Sigillatura:** 12 mm

**Larghezza zona sigillatura:** 310 mm

**Dimensioni standard (lxhxp):** 430 x 215 x 432 mm

**Peso:** 7.1 Kg

**Tensione di alimentazione:** 200 - 240 V **50/60 Hz**

**Potenza assorbita:** 100 W

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

## TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® VALIDA EURONDA PRO SYSTEM

**SKU:** EUROSEALVALIDA

**La termosaldatrice a barra che valida il processo. Euroseal Valida:**

**Banda di Sigillatura:** 12 mm

**Larghezza zona sigillatura:** 310 mm

**Dimensioni standard (lxhxp):** 500 x 490 x 315 mm **Dimensioni con portarotoli a muro:** 500 x 310 x 210 mm **Dimensioni con**



**doppio portarotoli:** 500 x 490 x 420 mm

**Peso:** 8.3 Kg

**Tensione di alimentazione:** 200 - 240 V **50/60 Hz**

**Potenza assorbita:** 100 W

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

## **TERMOSIGILLATRICE ROTATIVA EUROMATIC®**

**SKU:** EUROMATIC

**Termosaldatrice Euromatic:**

**Banda di Sigillatura:** 12,5 mm

**Dimensioni standard (lxhxp):** 510 x 215 x 242 mm

**Peso:** 14 kg

**Tensione di alimentazione:** 200 - 240 V **50/60 Hz**

**Potenza assorbita:** 600 W

**Connettività:**

Ethernet, SD Card e USB

***[N.B. Questa termosigillatrice rientra nella Legge di Bilancio 2022: Credito](#)***

***[d'imposta beni industria 4.0](#)*** →



[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

